

Urgent PC, werkt dat ook bij mij?

In een wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 3 van de 4 patiënten na behandeling met Urgent PC minder vaak last hadden van fecale incontinentie.¹ Verder zijn vele mensen die last hadden van fecale incontinentie met succes behandeld met Urgent PC nadat andere behandelingen waren mislukt. Afhankelijk van uw symptomen en hoe u op Urgent PC reageert, kan uw arts besluiten dat Urgent PC op zichzelf al een goede behandeling voor u is, maar hij of zij kan Urgent PC ook combineren met een andere behandeling.

Hoe snel merk ik resultaten van de behandeling?

Urgent PC verandert heel geleidelijk de signalen waarmee uw darmen weer onder controle worden gebracht, zodat het waarschijnlijk minstens 6 behandelingen duurt voordat u merkt dat uw symptomen veranderen. De meeste mensen bij wie deze vorm van neuromodulatie wordt toegepast, merken dat de problemen met hun darmen aanzienlijk afnemen. Het is belangrijk dat u de aanbevolen eerste reeks van 12 behandelingen afmaakt voordat u en uw arts nagaan of uw fecale incontinentie met deze behandeling afdoende wordt bestreden.



Urgent® PC neuromodulatiesysteem:

- Behandeling van fecale incontinentie
- Poliklinische behandeling
- Zeer effectief: de meeste patiënten reageren er goed op¹
- Kan zelfs succes hebben als andere behandelingen mislukt zijn¹
- Kan op zichzelf worden toegepast, maar ook in combinatie met andere behandelingen, afhankelijk van hoe u op Urgent PC reageert en de mening van uw arts

Het Urgent® PC neuromodulatiesysteem is een geneesmiddelvrije, poliklinische behandeling van fecale incontinentie. Met Urgent PC worden ook symptomen van een overactieve blaas behandeld, zoals hevige aandrang om te plassen, vaak moeten plassen en aandrangincontinentie.

Raadpleeg uw arts als u meer wilt weten over Urgent PC en neuromodulatie.

1. Shafik, A., Ahmed, I., El-Sibai, O., & Mostafa, R.M. (2003). Percutaneous peripheral neuromodulation in the treatment of fecal incontinence. *Eur Surg Res*, 35, 103-107.

EUROPA/INTERNATIONAAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HOOFDKANTOOR:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com

Models are for illustrative purposes only. Urgent is a registered trademark. Urgent PC is manufactured by Uroplasty LLC. © 2018 LABORIE. All rights reserved. 25023D-NL 06/18

Nieuwe hoop voor problemen met CONTROLE OVER DE darmfunctie



Urgent® PC

Een eenvoudige, effectieve poliklinische behandeling voor fecale incontinentie



Wat is fecale incontinentie?

Fecale incontinentie is het onvermogen om ontlasting op te houden. In sommige gevallen verliezen mensen alleen maar een klein beetje vloeibare ontlasting. In andere gevallen kan vaste ontlasting niet worden binnengehouden.

Symptomen van fecale incontinentie zijn onder meer:

- Dunne ontlasting of diarree
- Krachtige, buitensporige, oncontroleerbare samentrekkingen van de darmen waardoor ontlasting naar buiten wordt gedrukt
- Niet tegen te houden ontspanning van de kringspier van de anus

Wat is de oorzaak van deze symptomen?

Veel voorkomende oorzaken van fecale incontinentie zijn:

- Beschadiging van de kringspier van de anus
- Minder spierkracht door het normale verouderingsproces
- Zenuwbeschadiging of letsel van de bekkenbodem als gevolg van een bevalling of een operatie
- Een neurologische stoornis (veranderde zenuwfunctie) zoals na een beroerte of bij diabetes
- Aandoeningen die gepaard gaan met chronische obstipatie of diarree
- Het prikkelbaredarmsyndroom
- Bepaalde geneesmiddelen
- Slechte voeding

Denk eraan dat een verandering in de normale darmwerking een vroeg symptoom van kanker kan zijn. Als u constant aandrang tot ontlasting hebt of als er bloed in uw ontlasting zit, neemt u zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Hoe wordt fecale incontinentie onderzocht?

Voor het stellen van de diagnose kan uw arts u vragen naar uw medische voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek uitvoeren. Verder kan uw arts diagnostisch onderzoek uitvoeren van de kringspier van uw anus en het laatste deel van uw maag-darmkanaal.

Welke behandelingen worden het meest voorgeschreven?

- Aanpassing van de voeding – het volume van de ontlasting veranderen, vaker kleinere maaltijden gebruiken, eten en drinken op verschillende tijden
- Oefeningen – speciale oefeningen om de werking van de bekkenbodemspieren te verbeteren
- Medicatie – geneesmiddelen tegen diarree of om de darmen te ontspannen
- Darmtraining – biofeedback en/of ontlasting produceren op vaste tijden om de darmspieren te versterken en de coördinatie van de darmspieren te verbeteren
- Injecteerbare opvulmaterialen – het opvullen van de kringspier om deze groter te maken
- Neurostimulatie – het prikkelen van de zenuwen die de darmwerking regelen
- Operatie – het implanteren van een kunstmatige kringspier in de anus of het verwijderen van een deel van de darmen

Wat is neurostimulatie?

De darmwerking wordt gereguleerd door een groep zenuwen onderaan de wervelkolom, de zogenaamde plexus sacralis. Door deze zenuwen te prikkelen met kleine elektrische stroomstootjes (neurostimulatie) kan de activiteit van uw darmen worden veranderd. Een van de manieren om deze zenuwen te prikkelen is met behulp van Urgent PC.



Wat kan ik verwachten van de behandeling met Urgent PC?

Er wordt tijdelijk een kleine, zeer dunne naaldelektrode in uw enkel ingebracht. De naaldelektrode wordt aangesloten op de stimulator, die op batterijen werkt. Na het aanzetten van de stimulator observeert uw arts hoe uw lichaam reageert om zo vast te stellen wat de ideale sterkte van de prikkels is.

Elke behandelsessie duurt ongeveer 30 minuten. In eerste instantie krijgt u 12 behandelingen met meestal een week tussenruimte. Na de eerste 12 behandelingen bespreekt uw arts hoe u op de behandelingen reageert en of u nog vaker moet worden behandeld om de behaalde resultaten te behouden.

Wat voel ik van de Urgent PC-behandeling?

Wat patiënten voelen van de behandeling met Urgent PC kan nogal verschillen, waardoor moeilijk te zeggen is wat u ervan zult merken. Behandeling met Urgent PC wordt door de meeste patiënten echter goed verdragen. Urgent PC biedt vele verschillende stimulatie-niveaus, waardoor uw arts in staat is de behandeling zodanig in te stellen dat u er de meeste baat bij hebt en er de minste last van ondervindt.

