



SONDES A DOUBLE FONCTION: EMG ET ELECTROSTIMULATION

REEDUCATION DU PLANCHER PELVIEN ET TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE



Innovation pour la santé pelvienne

GAMME COMPLETE DE SONDÉS DESTINÉES A LA REEDUCATION DU PLANCHER PELVIEN

VOUS LEUR FAITES CONFIANCE DEPUIS PLUS DE 20 ANS

LABORIE est le leader mondial dans le diagnostic et le traitement de la santé du plancher pelvien, et propose des sondes de rééducation / biofeedback vaginales et anales. Ces sondes garantissent aux patientes une stimulation confortable du muscle et un biofeedback précis. La grande variété de formes et de tailles des sondes LABORIE associées à toute une gamme de connecteurs différents permet leur utilisation avec la plupart des équipements couramment disponibles.

SELECTIONNEZ LA PARFAITE CONFIGURATION POUR CHAQUE PATIENTE

Utilisez le tableau de sélection croisée, pour trouver le type de sonde à associer au connecteur recherché, afin de déterminer la bonne référence.

CHOIX DE LA SONDE	TYPE DE CONNECTEUR		LPP* (Code de remboursement)
	DIN 3 BROCHES	BANANE	
SONDE VAGINALE CLASSIQUE <i>Utilisation courante</i> Long.: 110mm Diamètre: 25mm	Réf. 9889G	Réf. 9889A	7331527
SONDE TYPE TAMPON VAGINALE <i>Pour vagin court</i> Long.: 50mm Diamètre: 20mm	Réf. 9531G	Réf. 9531A	7331527
SONDE VAGINALE ATROPHIQUE <i>Pour vagin étroit</i> Long.: 110mm Diamètre: 19mm	Réf. 9597G	Réf. 9597A	7026758
SONDE ANALE COURTE <i>Utilisation courante</i> Long.: 83mm Diamètre: 14mm	Réf. 9890G	Réf. 9890A	6512824
SONDE ANALE A BASE LARGE <i>Pour un positionnement plus simple</i> Long.: 63.3mm Diamètre: 15.8mm	Réf. 9532G	Réf. 9532A	7026787

*Ces sondes sont remboursées à hauteur de 25,92 euros/Unité par l'Assurance Maladie (Code LPP 1183014).

USA:
Tel.: +1 802 857 1300
800 522 6743
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE/INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



ANNIVERSARY

www.laborie.com