



UROCAP™ IV

NEUARTIGE WEGE IN DER URODYNAMIK



Innovation for Health

UROCAP™ IV

PRÄZISIERTE UROFLOWMETRIE

UROCAP IV ist zuverlässig, kosteneffektiv, einfach in der Handhabung und eigenständig arbeitend.

Dieses kabellose, batteriebetriebene, spritzwassergeschütztes Uroflow System, bietet dem Patienten Privatsphäre und Ihnen Vielseitigkeit. Einfach irgendwo aufstellen und alle Daten werden kabellos zum Computer übermittelt.

Die UROCAP IV-Software, in Kombination mit der iList Software, ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit wenigen Mausklicks eine Vielzahl von Skript- oder Datenberichten zu erstellen! Ein Klick mehr, und Sie exportieren diese Berichte als gängige Windows Dokumente, oder schicken sie per Email zum überweisenden Arzt. Dank unserer neuesten Technologie können Sie den Arbeitsablauf in Ihrer Praxis vereinfachen und den Patientendurchsatz steigern, ohne Ihr Team zusätzlich zu belasten oder Versorgungsqualität einzubüßen.

Als Ihr Anbieter qualitativ hochwertiger Uroflow Systeme hat LABORIE den UROCAP IV unter Berücksichtigung Ihres Arbeitsablaufs entwickelt.



TECHNISCHE DATEN

Größe u. Gewicht	L = 16,0 cm W= 16,0 cm H = 6,6 cm Gewicht = 0,3kg		
Messkanäle	<table border="1"><tr><td>Volumen: Bereich = 0 bis 1200 ml Genauigkeit = +/- 2% Abtastrate = 20Hz</td><td>Fluss: Bereich = 0 bis 50 ml/s Genauigkeit = +/- 5% Abtastrate = 20Hz</td></tr></table>	Volumen: Bereich = 0 bis 1200 ml Genauigkeit = +/- 2% Abtastrate = 20Hz	Fluss: Bereich = 0 bis 50 ml/s Genauigkeit = +/- 5% Abtastrate = 20Hz
Volumen: Bereich = 0 bis 1200 ml Genauigkeit = +/- 2% Abtastrate = 20Hz	Fluss: Bereich = 0 bis 50 ml/s Genauigkeit = +/- 5% Abtastrate = 20Hz		
Kontrollleuchten	Bluetooth, Status & Batterie		
Ladegerät	5 VDC, 3,0A		


WAHLWEISES ZUBEHÖR



Toilettenstuhl



Uroflow-Stativ



USA:
Tel.: 800 522 6743
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE/INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com