



PORTASCAN™ 3D

DRAAGBARE 3D BLAASSCANNER



Innovatie voor een gezond bekken

EEN BEELD WAAROP U KUNT VERTROUWEN

INTRODUCTIE PORTASCANTM 3D

FUNCTIES EN VOORDELEN

- Automatische 3D blaasscanner voor het snel en nauwkeurig meten van blaasvolumes
- Eenvoudige positionering van de probe, in combinatie met real-time scanbeelden
- Geen kalibratie nodig, dus het jaarlijkse onderhoud kost minder tijd en geld
- Touchscreen maakt procedure eenvoudiger
- Lichtgewicht en simpel te verplaatsen
- Binnen 5 seconden resultaten, door "point-and-freeze" bediening
- Groot intern geheugen voor het opslaan van patiëntgegevens
- Gebruiksvriendelijke, ergonomische probe

SPECIFICATIES

Type ingreep	Scannen van blaasvolume en resterende urine
Type monitor	LCD kleurenaanraakscherm
Monitormaat	6 inches - 15 cm
Printer	Thermisch
Batterijcapaciteit	Maximaal 4 uur
PC connectiviteit	USB
Afmetingen	14 cm x 32,5 cm x 15,5 cm
Gewicht	2 kg
Opslagruimte	100 scans



USA:
Tel.: 800 522 6743
Fax: +1 802 878 1122
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE:
Tel.: +44 1788 547888
Fax: +44 1788 571652
Email: euromarketing@laborie.com

CANADA/INTERNATIONAL:
Tel.: +1 905 612 1170
Fax: +1 905 612 9731
Email: intlmarketing@laborie.com



www.laborie.com