




# COMBINATIE PROBES VOOR EMG EN STIMULATIE

BEKKENBODEMREVALIDATIE EN INCONTINENTIEBEHANDELING



*Innovatie voor een gezond bekken*





# COMPLEET ASSORTIMENT VAN PROBES VOOR BEKKENBODEMREVALIDATIE

PROBES DIE U AL MEER DAN 20 JAAR VERTROUWT

LABORIE is mondiaal marktleider in diagnostiek en behandeling van de bekkenbodem, en levert vaginale en anale probes voor revalidatie/biofeedback. De probes geven comfortabele spierstimulatie en nauwkeurige metingen van spieractiviteit bij mannelijke en vrouwelijke patiënten. De complete selectie van probe probesondevormen en -maten zijn tevens te gebruiken met de meeste gangbare apparatuur.

## SELECTEER VOOR ELKE PATIËNT DE PERFECTE UITVOERING

Bepaal met onderstaande tabel de artikelnummers van de gewenste probes.

BESCHRIJVING PROBE	VORM PROBE	
<b>VAGINALE KLASSIEKE PROBE</b> <i>Voor algemeen gebruik</i> Lengte van 110mm Diameter van 25mm		P/N: PRB450
<b>VAGINALE TAMPON PROBE</b> <i>Voor korte vagina's</i> Lengte van 50mm Diameter van 20mm		P/N: PRB425
<b>VAGINALE ATROFIE PROBE</b> <i>Voor nauwe vagina's</i> Lengte van 110mm Diameter van 19mm		P/N: PRB085
<b>KORTE ANALE PROBE</b> <i>Voor algemeen gebruik</i> Lengte van 83mm Diameter van 14mm		P/N: PRB055

**USA:**  
Tel.: +1 802 857 1300  
800 522 6743  
Email: [usmarketing@laborie.com](mailto:usmarketing@laborie.com)

**EUROPE/INTERNATIONAL:**  
Tel.: +31 53 4803700  
Email: [info@laborie.com](mailto:info@laborie.com)

**HEADQUARTERS:**  
Tel.: +1 905 612 1170  
Email: [marketing@laborie.com](mailto:marketing@laborie.com)



ANNIVERSARY

[www.laborie.com](http://www.laborie.com)