



PORTASCAN™ 3D

SCANNER VÉSICAL PORTABLE 3D



Innovation for Health

UNE IMAGE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

PORTASCAN™ 3D

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Scanner vésical 3D automatique pour calculer rapidement et précisément le volume vésical
- Ciblage facile et modes de balayage en temps réel, idéal pour les non-spécialistes comme pour les utilisateurs experts
- Pas besoin d'étalonnage, réduisant ainsi les temps d'intervention et le coût d'entretien annuel
- L'interface à écran tactile améliore la simplicité de la procédure
- Conception légère ultra-portable
- Opération de pointage et de figeage de l'image facile, fournissant des résultats en 5 secondes
- Grande capacité de mémoire interne pour sauvegarder les données des patients
- Sonde d'utilisation simple et de conception ergonomique

SPECIFICATIONS

Type de procédure	Acquisition du volume vésical et du volume résiduel post-mictionnel (PVR)
Type d'écran	Écran tactile couleur LCD
Taille de l'écran	6"
Imprimante	Thermique
Capacité de la batterie	Jusqu'à 4 heures
Connectivité PC	USB
Dimensions	14 cm x 32,5 cm x 15,5 cm
Poids	2 kg
Stockage	100 scans



É.U.:
Tel.: 800 522 6743
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE/INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

SIÈGE SOCIAL:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com