

ZANDORPH

SONDES DE PH & PH-IMPÉDANCE À USAGE UNIQUE



HAUTE QUALITE
GRANDE SENSIBILITE
INTUBATION FACILE

ZANDORPH

SONDES DE PH & PH-IMPÉDANCE À USAGE UNIQUE

Les sondes de pH et de pH-impédance ZandorPH répondent à tous les besoins pour le diagnostic du reflux gastro-œsophagien.

La gamme ZandorPH est composée de références permettant des examens de pH ou de pH-impédance, pour les adultes, les enfants ou les nourrissons.

Les sondes ZandorPH sont faciles d'emploi et vous donne la garantie d'une mesure de très haute qualité.



AVANTAGES

Excellente qualité


- Mesure de haute qualité et de grande sensibilité
- ZandorPH reste performant et stable durant tout l'examen

Facile d'emploi

- Extrémité arrondie et lestée pour une intubation facile
- Connexion RJ45 facile avec une nappe ultra-souple
- Electrode de référence intégrée à l'extrémité distale


Une gamme complète

- Comprend des sondes de pH ou de pH-impédance
- 1 ou 2 voies de pH
- Configurations adaptées à l'Adulte, à l'Enfant ou au Nourrisson



ZANDORPH SONDES DE PH-IMPÉDANCE

Code article	Canaux d'impédance	Diamètre	Espace	Canaux de pH	Positions pH	Référence	Quantité
MMS-6Z1P-A01	6	6 CH	2 cm	1	œsophage	interne	Boîte de 5
MMS-6Z2P-A02	6	6 CH	2 cm	2	œsophage & estomac	interne	Boîte de 5
MMS-6Z2P-A03	6	6 CH	2 cm	2	œsophage, LPR	interne	Boîte de 5
MMS-6Z1P-P01	6	6 CH	2 cm	1	œsophage	interne	Boîte de 5
MMS-6Z2P-P02	6	6 CH	2 cm	2	œsophage & estomac	interne	Boîte de 5
MMS-6Z1P-I01	6	6 CH	1.5 cm	1	œsophage	interne	Boîte de 5





L'association, Ohmega, enregistreur ambulatoire de pH-impédance et ZandorPH, sondes de pH et pH-impédance, vous offre une solution globale pour détecter les reflux acides, non acides ou partiellement acides dans l'œsophage.

ENREGISTREUR DE PH-IMPÉDANCE OHMEGA

- Diagnostic global des Reflux
- Facile d'emploi avec le 'Virtual Instructor Program'TM
- Suivi temps réel de l'examen par Bluetooth[®]
- Enregistreur compact et léger



PH-MÉTRIE & PH-IMPÉDANCE-MÉTRIE AMBULATOIRES

L'Ohmega est un outil simple pour le diagnostic des pathologies liées aux reflux gastro-œsophagien (RGO). C'est un système léger et compact qui permet les enregistrements de pH ou de pH-impédance.


Après analyse, l'Ohmega détecte les épisodes de reflux par impédance et les définit acides, partiellement acides ou non acides, par mesure du pH.

Avec Ohmega pH, Laborie offre une solution très économique pour démarrer en pH-métrie et évoluer par la suite en pH-impédance-métrie.

Le 'Virtual Instructor Program'TM (VIP) guide l'utilisateur à chaque étape de l'examen: étalonnage, enregistrement, et transfert des données. Au final l'examen peut être réalisé avec une formation minimale. La connectique Bluetooth[®] procure un grand confort d'utilisation à chaque étape de l'examen.



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans information préalable 07-2019 © Copyright par MMS B.V. Pays-Bas 0077-BRG-012-FR-A4-V03.01. ZandorPH PRC-016398



GI OFFICE :
Tel: +31 20 893 80 80
Email: GImarketing@laborie.com

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands

FRANCE :
Tél. : +33 1 79 75 03 03
Courriel : advfrance@laborie.com

www.laborie.com
www.mmsinternational.com