

# Flowstar<sup>TM</sup>

Kompakter, digitaler Uroflowmeter

UROLOGIE UND UROGYNÄKOLOGIE  
Eine praktische Lösung für die  
Uroflowmetrie in der täglichen  
Praxis

## Präzise, kosteneffektiv und digital

Flowstar ist ein kompakter, tragbarer und präziser Uroflowmeter, der für den Gebrauch in der täglichen Praxis entwickelt wurde und problemlos in den Praxisablauf integrierbar ist.



# Kompakter, digitaler Uroflowmeter

Das bewährte und zuverlässige Flowstar-Gerät ist eine optimale Lösung zur Uroflowmetrie in Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, in denen es vor allem auf Benutzerfreundlichkeit und Präzision ankommt.

Flowstar beginnt automatisch mit der Aufzeichnung, sobald der Patient/ die Patientin mit der Blasenentleerung beginnt. Fluss- und Volumenskalen können angepasst werden und die Prä- und Post-Miktionszeiten sind vom Anwender frei wählbar.

Der integrierte Drucker ermöglicht Siroky-Flow-Plots zur Diagnose einer Obstruktion des Harnflusses.

Die leichte Thermodruckereinheit des Flowstar wird mit einem Kabel angeschlossen und kann bis zu 10 Meter vom Uroflow-Sensor entfernt aufgestellt werden.

Der digitale Gewichtssensor lässt sich an einem höhenverstellbaren Uroflow-Ständer befestigen bzw. unter einem Miktionsstuhl platzieren.



©2022 Laborie. Alle Rechte vorbehalten.

## Vorteile des Flowstar:

- Automatische Start/Stopp-Funktion
- Echtzeit-Ausdruck im Hoch- oder Querformat
- Nachdruck des Berichts
- Siroky Flow-Plot
- Justierbare Fluss- und Volumenskalen
- Vom Anwender wählbare Prä- und Post-Miktionszeiten
- Automatische Artefakterkennungssoftware
- Digitaler Gewichtssensor mit hoher Präzision
- Leicht zu reinigen



## Laborie<sup>1</sup>

DE & AT

E [diagnostik@laborie.com](mailto:diagnostik@laborie.com)  
T +49 (0) 2041 55 80 10 (DE)  
T 0800 500158 (AT)

CH

E [swissorders@laborie.com](mailto:swissorders@laborie.com)  
T +41 (0) 319 112 811  
W [laborie.com](http://laborie.com)



Mehr  
erfahren

107861 - 0