

DYNAMISEZ VOS DONNÉES

LOGICIEL & GESTION DES DONNÉES

PROCÉDURES ET RAPPORTS PERSONNALISABLES

- Une gamme exhaustive d'options pré-réglées qui peuvent être modifiées selon vos souhaits

REPÉTITION DES TESTS EN TEMPS RÉEL OU EN MODES ACCÉLÉRÉS

- Examen et apprentissage simples grâce aux systèmes de LABORIE

RACCOURCIS CLAVIER & ANNOTATIONS VOCALES POUR GUIDER L'UTILISATEUR TOUT AU LONG DE L'ÉTUDE

- Permet aux cliniciens de suivre le flux de travail normalisé

VÉRITABLE INTÉGRATION DMI & HL7

- Intègre vos données sans heurt grâce à l'interface éprouvée i-LIST™
- Gère et intègre facilement les données

REPORTING DE RÉFÉRENCE

- Choisissez d'un clic à partir d'un panel de rapports exhaustifs afin de réduire le temps passé à l'analyse



GOBY

taille réelle

COMPACT - PORTABLE - SANS FIL



USA:
Tel.: +1 802 857 1300
800 522 6743
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE/INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com

50th
LABORIE
ANNIVERSARY
www.laborie.com



Innovation for Health

PETIT ET PERFORMANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Goby, système urodynamique le plus compact au monde, est l'équipement de LABORIE leader sur le marché, conçu spécifiquement pour l'usage clinique et mobile. Ce dispositif portable, modulaire et sans fil offre une combinaison unique de fonctions pour améliorer votre exercice de la médecine.

CAPABLE DE RÉALISER DES TESTS URODYNAMIQUES COMPLETS

- Réalisez les procédures cliniques standards comprenant le débit urinaire, le cystométrage (CMG), l'étude pression / débit, le profil de pression urétrale (PPU), les tests d'effort & de pression du point de fuite

CONCEPTION SANS FIL ET MODULAIRE

- Augmentation du confort tant pour les cliniciens que pour les patients grâce à son fonctionnement associant batteries et technologie Bluetooth®

DIVERSES OPTIONS DE MONTAGE

- Choisissez le réglage Goby pour satisfaire vos besoins cliniques et profitez des options suivantes : le chariot, la chaise de procédure, la potence IV, le plateau ou la mallette de transport

ACCESSOIRES EN OPTION

- Améliore le système pour faciliter votre flux de travail avec un bras de retrait PPU, un transducteur de perfusion, une chaise percée, un débitmètre urinaire ou une télécommande

APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Options spécialisées pour différentes procédures notamment l'urodynamique clinique, l'utilisation mobile, les études en ambulatoire, le Goby EQ (EMG & débit urinaire) et ARM (manométrie anorectale)



UDS ROAM



STATION CENTRALE GOBY



UROCAP IV

CONFIGURÉ POUR VOS BESOINS CLINIQUES

COMPOSANTS

UDS ROAM

Interface sonde sans fil

Enregistre jusqu'à 4 pressions & 1 EMG.
Ceinture & longe montables pour éloigner les câbles.

STATION CENTRALE GOBY

Processeur urodynamique sans fil

Pompe de perfusion de précision et station de charge itinérante.

UROCAP IV

Débitmètre urinaire sans fil

La connexion à distance offre au patient le respect de son intimité.
Appareil étanche de quatrième génération avec enregistrement de grande qualité.



Goby CT
Chariot



Goby IV
Potence IV



Goby SC
Fauteuil Sonesta



Goby TP
Plateau



Goby EQ
Option flux & EMG



ARM
Option manomètre
anorectal 4 pressions



Ambulatoire
Option enregistrement
24 heures en mode mobile



Portatif
Option sac à dos