

ABByTM

Rétraction des pannicules post-opératoire

OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE ET NÉONATOLOGIE

Une solution permettant à toutes vos patientes ayant eu une césarienne de conserver une certaine dignité, avec une durée maximale d'utilisation de 14 jours après l'intervention chirurgicale.

Laborie considère les soins de santé comme un bouclier essentiel pour la dignité humaine.





▲ Système de rétraction des pannicules ABBY

Rétraction post-opératoire pour toutes vos patientes ayant fait l'objet d'une césarienne

ABBY maintient le tablier abdominal éloigné de l'incision et réduit les risques de dégradation dans le processus de cicatrisation.

- Convient à tous les IMC et à tous les corps, peu importe la forme ou le type
- Peut être appliqué par un seul clinicien et ajusté par la patiente à domicile
- Le système ABBY peut rester en place pendant une période maximale de 14 jours après l'intervention chirurgicale

Avantages pour la patiente

- Préserve la dignité de la patiente après l'accouchement
- Permet un contact peau à peau
- Ne gêne pas l'allaitement
- Peut être ajusté et/ou réappliqué
- Peut être porté sous la douche
- Doux pour la peau et hypoallergénique

Avantages pour le clinicien

- Assure une bonne visibilité de la cicatrice et facilite l'accès pour les soins
- Résistant à la prolifération bactérienne
- Permet l'exposition à la lumière et l'oxygénation au niveau de la plaie
- Agit conjointement aux pansements
- Disponible en 3 tailles pour s'adapter à l'anatomie spécifique de la patiente



▲ Sans ABBY



▲ Avec ABBY

Voir le mode d'emploi pour les instructions complètes, les mises en garde, les précautions et les contre-indications.

© 2023 Laborie. Tous droits réservés.

Informations DE commande

Description du produit	Référence	Qté/boîte
Rétraction des pannicules post-opératoire ABBY - S	PRSA - 5SM	5/boîte
Rétraction des pannicules post-opératoire ABBY - M	PRSA - 5RG	5/boîte
Rétraction des pannicules post-opératoire ABBY - XL	PRSA - 5XL	5/boîte

Avez-vous déjà essayé notre rétracteur de pannicule peropératoire traxi ? Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web.laborie.com.

Laborie

FRANCE

T +33 1 79 75 03 03

W fr.laborie.com

E advfrance@laborie.com



En savoir plus