

Koala[®] IUPC

Cathéter de pression intra-utérine (IUPC)

OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE & NÉONATAL
Cathéter de surveillance intra-utérine
conçu pour un positionnement facile et
le calibrage rapide du zéro absolu.

Guide de choix des câbles Koala

Le cathéter de PIU Koala est compatible avec les moniteurs foetaux des plus grandes marques. Cet outil est conçu pour vous aider à identifier le moniteur foetal utilisé et à commander le câble approprié à des fins de mise en service ou d'évaluation.

Les câbles les plus couramment utilisés avec le Koala sont les **câbles IPC-5014 de GE Medical (Corometrics), Philips IPC-5080 et Philips IPC-5012.**



▲ IPC-5014



▲ Compatible avec les moniteurs **GE Corometrics 250cx**



▲ IPC-5080



FM50



FM30

▲ Compatible avec les moniteurs **Philips Avalon**

Pour rappel, lors de la mise à zéro du transducteur quand le **moniteur Philips Avalon est utilisé**, le cathéter doit être déconnecté du câble et non le câble de son adaptateur.



▲ IPC-5012



▲ Compatible avec **tous les autres moniteurs Philips**

Guide De choix des câbles Koala



▲ IPC-5016



▲ Compatible avec les moniteurs **AMS Medical Spacelabs 94000**



▲ IPC-5090



▲ Compatible avec les moniteurs **EDAN Instruments**



Le cathéter Koala est le seul capteur de pression intra-utérine sans composant électronique.

Le transducteur externe permet de calibrer facilement le zéro absolu in utero.

Informations pour la commande

Description du produit	Référence	Qté/boîte	Câbles du moniteur	Référence	Qté/boîte
Cathéter de pression intra-utérine Koala	IPC-5000E	10/boîte	Philips 8040A (40 V/V/mmHg)	IPC-5018	1 câble
			Philips Avalon	IPC-5080	1 câble
			Tous les autres moniteurs Philips	IPC-5012	1 câble
			Tous les modèles GE Medical (Corometrics)	IPC-5014	1 câble
			Air-Shields (Litton) Fetascan 1400	IPC-5016	1 câble
			Spacelabs Medical (AMS) Spacelabs 94000	IPC-5050	1 câble
			Neovent Medical Stan S31	IPC-5060	1 câble
			Edan Instruments, Inc.	IPC-5090	1 câble

© 2023 Laborie. Tous droits réservés.

Consulter le mode d'emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les précautions et les contre-indications les contre-indications

Laborie

FRANCE

T +33 1 79 75 03 03

W fr.laborie.com

E advfrance@laborie.com



En savoir plus

162460-0